





*Le berceau deux en un pour la maternité
Guide de mise en service.*




LE BERCEAU KODODO


🌐 A LIRE AVANT UTILISATION


Le berceau  a été développé et validé à la demande et sur les conseils de professionnels de santé liés à la maternité et service de néonatalogie. Ce nouveau concept procure des solutions de confort et de sécurité pour le bien « naitre » du bébé et le confort de la maman.

Le  est conçu pour offrir au bébé et à la maman une réelle proximité, chacun bénéficiant de sa propre surface de sommeil, et ce en toute sécurité.

Le  est simple à mettre en oeuvre et parfaitement sécurisé.

Comme tous les nouveaux produits, il bouleverse, un peu les habitudes, requiert une petite formation et un temps d'adaptation pour les utilisateurs.

Ce guide de mise en service est fait pour vous aider dans les premiers temps. Nous attirons particulièrement votre attention sur les recommandations complémentaires et sur consignes de sécurités liées à l'installation et à la vie autour du  lorsque celui-ci est installé dans la chambre.

Ces consignes sont identiques à celles d'un berceau traditionnel qui est malgré tout moins sécurisé car libre et facilement renversable, le  est attaché au lit et sécurisé. Quelques personnes (familles, amis, etc) seront amenés à rendre visite à bébé et à sa maman, n'hésitez pas à leurs faire part de ces consignes de sécurité.

 est le nom commercial évoquant le berceau dans l'ensemble du fascicule.

Quaera Invenio International SARL
PARC EURASANTE
310 rue Jules Valles 59120 LOOS
Tél: +33 (0)328160966 Fax: +33(0)328160489 Mail: contact@kododo.fr Web: www.kododo.fr
Capital 15 500 € - RCS de Lille 498 065 788 - SIRET 498 065 788 00024
TVA intracommunautaire : FR64498065788



Le berceau deux en un pour la maternité Guide de mise en service.



Consignes de sécurité








Mention légales :

L'utilisation de ce produit implique la lecture en totalité et le respect du mode d'emploi ainsi que des consignes et remarques de sécurité.

En utilisant le berceau, vous confirmez avoir lu et compris l'intégralité du mode d'emploi, des consignes et remarques de sécurité figurant sur ce fascicule.

Rappel : La garantie (1 an) constructeur n'est applicable que pour les défauts de construction imputables au fabricant.

La société Q2I-KODODO ne pourra être tenue responsable en cas de casse matériel (garantie non accordée) ou/et en cas d'incident liés :

- *A une utilisation autre que celle prévue pour ce matériel (couchage et déplacement bébé)*
- *A une dégradation volontaire ou non des composants du  ou liée à une mauvaise utilisation.*
- *A une traction ou une pression excessive sur le  ou ses composants.*
- *A une utilisation avec un lit maternel ou une position du lit maternel (fauteuil, proclive, etc) non compatible avec le , nous consulter sur les lits et réglages compatibles si besoin.*
- *A de mauvais réglages liés au non respect du mode d'emploi ou des consignes de sécurité.*
- *A la transformation du matériel (dérèglages des sangles, suppression du verrou de porte)*
- *A la mise en place d'une seule sangle (2 obligatoires)*
- *A des manipulations ou à l'utilisation du  par des personnes tiers non autorisées par le service de soins (famille, amis, personne étrangère au service soignants)*
- *A l'utilisation de produit de nettoyage ou de décontaminations non parfaitement préparé (dilution non observée) ou abrasifs ou non compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction du *
Certains produits détergents pour les sol et surfaces sont incompatibles avec toutes les pièces, quelle que soit la marque ou le constructeur, de plasturgie (nacelle) ou avec les roues et provoquent des phénomènes de "stress cracking" qui rendent les plastiques cassants ou corrodent et détruisent les roues ou les chappes support de roues. Ne pas employés de détergent pour sol et surface pour nettoyer les pièces des berceaux.



KODODO est le nom commercial évoquant le berceau dans l'ensemble du fascicule.

Quaera Invenio International SARL

PARC EURASANTE

310 rue Jules Valles 59120 LOOS


Tél: +33 (0)328160966 Fax: +33(0)328160489 Mail: contact@kododo.fr Web: www.kododo.fr

Capital 15 500 € - RCS de Lille 498 065 788 - SIRET 498 065 788 00024

TVA intracommunautaire : FR64498065788



*Le berceau deux en un pour la maternité
Guide de mise en service.*

- Le  peut être également utilisé en berceau traditionnel lorsque la porte est en place et verrouillée.



A) Conseils pour SOLIDARISER le  au lit maternel.

Précaution:

Pendant l'accrochage et le décrochage du , le bébé doit être confié à ses parents.


1. *Attacher les 2 sangles réglées au cadre du lit ou aux barrières suivant le modèle de lit.



2. Déverrouiller et enlever la porte.


3. Faire monter le lit maternel plus haut que le matelas du .



4. Attacher les 2 sangles aux crochets supports du .

5. Faire descendre le lit en maintenant le berceau plaqué contre le lit de manière à bien assurer son axe de descente.

6. Une fois les 2 sangles tendues, stoppez la descente du lit et serrer les freins situés sur les roulettes si nécessaire.

7. Les **2 sangles**, ainsi tendues assurent une parfaite et constante solidarisation du  au lit maternel. *Le berceau est sécurisé.*




***Les positions fauteuil ou proclive/déclive proposées par certains types de lit ne sont pas compatibles avec le berceau KODODO, ne pas utiliser ces positions. Si besoin nous contacter.**

 est le nom commercial évoquant le berceau dans l'ensemble du fascicule.

Quaera Invenio International SARL
PARC EURASANTE
310 rue Jules Valles 59120 LOOS
Tél: +33 (0)328160966 Fax: +33(0)328160489 Mail: contact@kododo.fr Web: www.kododo.fr
Capital 15 500 € - RCS de Lille 498 065 788 - SIRET 498 065 788 00024
TVA intracommunautaire : FR64498065788




*Le berceau deux en un pour la maternité
Guide de mise en service.*

- Le  peut être également utilisé en berceau traditionnel lorsque la porte est en place et verrouillée.



B) Conseils pour SEPARER le  du lit maternel.


Conseil :

Pour l'usage quotidien (réfection des lits, séparation temporaire du berceau et du lit), **les sangles ne doivent pas être ouvertes** mais être simplement retirées des crochets du  selon la procédure ci-dessous.

1. Replacer la porte et **la verrouiller**.



2. **Desserrer** les freins du .

3. **Remonter le lit maternel** plus haut que le berceau de manière à détendre suffisamment les sangles et ainsi les retirer aisément des crochets supports du .

4. **Retirer les 2 sangles** des crochets supports **laisser les sangles fermées** suspendues au lit.



du , et

5. En suivant cette procédure le  devient mobile et **peut être utilisé tel un berceau traditionnel**.

****Les positions fauteuil ou proclive/déclive proposées par certains types de lit ne sont pas compatibles avec le berceau KODODO, ne pas utiliser ces positions. Si besoin nous contacter.***

 est le nom commercial évoquant le berceau dans l'ensemble du fascicule.

Quaera Invenio International SARL
PARC EURASANTE
310 rue Jules Valles 59120 LOOS
Tél: +33 (0)328160966 Fax: +33(0)328160489 Mail: contact@kododo.fr Web: www.kododo.fr
Capital 15 500 € - RCS de Lille 498 065 788 - SIRET 498 065 788 00024
TVA intracommunautaire : FR64498065788



*Le berceau deux en un pour la maternité
Guide de mise en service.*



Recommandations complémentaires

*Le fonctionnement et la sécurité du berceau sont parfaitement assurés **par les 2 sangles** de solidarisation entre le lit maternel et le berceau. Une mise en œuvre non attentionnée des sangles peut provoquer des dégâts sur le matériel et interférer sur la sécurité du bébé.*

• **Lors de la solidarisation des sangles :**

*Vérifiez impérativement et toujours à la bonne **mise en place des 2 sangles** sur le lit et sur le berceau. Selon la configuration des lits, le réglage des sangles peut être différent entre la sangle coté tête de lit et la sangle coté pied de lit.*

Si c'est le cas dans votre établissement, les sangles porteront un repère « T » et un repère « P ». Veuillez impérativement respecter la mise en place de la sangles portant un repère « T » coté Tête du lit maternel et de la sangle portant un repère « P » coté Pied du lit maternel.

Ne jamais défaire les sangles lorsque celles-ci sont en tension, toujours remonter le lit et le berceau afin que les sangles soient détendues avant de les retirer du lit ou du berceau.

• **Utilisation des fonctions position proclive ou déclive du berceau :**

Sauf cas exceptionnels, le réglage initial des sangles est fait pour une utilisation du berceau à l'horizontal et non pas en position proclive ou déclive.

La position proclive ou déclive est incompatible avec ce premier réglage des sangles.

Pour une utilisation ponctuelle des fonctions proclive ou déclive, ne jamais solidariser le berceau et le lit avec les sangles réglées pour un berceau à l'horizontale.

A votre demande des sangles spécialement réglées proclive ou déclive pourront vous être fournies.

• **Poids tolérable par le berceau : Pour le bien être, l'hygiène et la sécurité du bébé ne jamais poser les mains sur la nacelle et s'appuyer sur le berceau.**

Le berceau KODODO est un ensemble mécanique précis.

Le vérin, la structure et les soudures du berceau sont calibrés, pour la sécurité et pour un poids maxi de 6kg sur la nacelle transparente et sur le support nacelle articulé.

En cas de dépassement de ce poids les réglages de fonctionnement seraient modifiés et interféreraient sur le bon fonctionnement du berceau et sur la sécurité du bébé.

• **Surpoids sur/dans le berceau :**

Le dépassement de 6kg dans la nacelle ou en appuis vertical ou latéral sur le berceau peut provoquer la déformation ou rupture de certaines pièces et faire courir un risque au bébé.

Ne jamais s'appuyer sur la nacelle, ni sur le berceau, ni sur les côtés du berceau.

Ne jamais déposer ou transporter autres choses que le bébé avec le berceau (linge, matériel, etc.)



KODODO est le nom commercial évoquant le berceau dans l'ensemble du fascicule.

Quaera Invenio International SARL

PARC EURASANTE

310 rue Jules Valles 59120 LOOS

Tél: +33 (0)328160966 Fax: +33(0)328160489 Mail: contact@kododo.fr Web: www.kododo.fr

Capital 15 500 € - RCS de Lille 498 065 788 - SIRET 498 065 788 00024

TVA intracommunautaire : FR64498065788